

BioPress细胞培养板

BioPress Culture Plates

BioPress细胞培养板和BioPress压力加载系统配套使用,为细胞或组织提供压力加载.

- 6孔圆形,每个孔都有和FX-5000C压力加载系统配套的活塞和固定台.
- 空心圆形泡沫 装置可以使样品限制在每个孔的中间.
- 产品都是无菌独立包装.
- 可以单独购买, 也可以成箱购买(40/箱) .



定货信息(请与销售商或公司联系询问价格)


产品编号	英文名称
BF-3000C	BioPress Compression Culture Plate

StagePresser 硅胶膜

StagePresser Membranes

硅胶膜具有弹性的生长表面,和 StagePresser 设备配套使用.

- 兼容FX-5000C 压力加载系统.
- 每个硅胶膜表面都覆有丙烯酸活塞, 用来挤压放置于固定台和活塞之间的组织样品或者三维细胞培养物.
- 空心圆形泡沫装置可以使样品限制在每个孔的中间
- 每个硅胶膜都是无菌独立包装.



定货信息(请与销售商或公司联系询问价格)

产品编号	英文名称
SPM-3000	StagePresser Membrane (Piston and Foam Retainer)