

STAGEFLEXER 硅胶膜

STAGEFLEXER® MEMBRANES

StageFlexer硅胶膜和StageFlexer 显微压力加载设备及FlexFlow显微切应力加载设备配套使用.

- 胶膜直径为43 mm,由硅树脂弹性合成橡胶制作而成.
- 胶膜保存在无菌细胞培养盘中,可以直接使用.
- 胶膜超薄,光学性能佳,自身荧光低,非常适用于显微应用及荧光染色的应用.
- 硅胶膜在机械抻拉下呈粘弹性.
- 和BioFlex 细胞培养板相同的生长表面.
- 五种不同包被的培养表面: Amino, Collagen (Type I or IV) Elastin, ProNectin (RGD), Laminin (YIGSR).



图案17. StageFlexer® 显微设备.

定货信息(请与销售商或公司联系询问价格)	
产品编号	英文名称
SFM-U	StageFlexer Membrane —Untreated
SFM-A	StageFlexer Membrane — Amino
SFM-C	StageFlexer Membrane — Collagen Type I
SFM-C(IV)	StageFlexer Membrane — Collagen Type IV
SFM-E	StageFlexer Membrane — Elastin
SFM-P	StageFlexer Membrane — ProNectin
SFM-L	StageFlexer Membrane — Laminin