

# 双向应力细胞培养板

## BIOFLEX® CULTURE PLATES

BioFlex 细胞培养板和FX-5000T应力加载系统 配套使用,为细胞提供应力加载.

- 孔板底部是由弹性硅胶膜制作而成,柔韧性好,透明度高.
- 6孔圆形,总生长面积57.75 cm<sup>2</sup> (9.62 cm<sup>2</sup>/孔).
- 孔板底部的硅胶膜超薄,厚度仅为0.020", (0.0508cm) 可以使用标准正立式显微镜观察细胞.
- 五种不同包被的培养表面: Amino, Collagen (Type I or IV), Elastin, ProNectin (RGD), Laminin (YIGSR).
- 光学性能佳, 自身荧光低.
- 当与圆柱形加载平台共同使用时, 可以对细胞进行均匀的径向和圆周应力加载.



相关产品

定货信息(请与销售商或公司联系询问价格)

| 产品编号         | 英文名称                                     |
|--------------|------------------------------------------|
| BF-3001U     | BioFlex Culture Plate — Untreated        |
| BF-3001A     | BioFlex Culture Plate — Amino            |
| BF-3001C     | BioFlex Culture Plate — Collagen Type I  |
| BF-3001C(IV) | BioFlex Culture Plate — Collagen Type IV |
| BF-3001E     | BioFlex Culture Plate — Elastin          |
| BF-3001P     | BioFlex Culture Plate — ProNectin        |
| BF-3001L     | BioFlex Culture Plate — Laminin          |